

ARTIKEL**Ultraschall EKG Gel in
verschiedenen
Flaschengrößen**

Anwendungsbereich:	<p>Gewährleistet eine klarere und ununterbrochene Übertragung von Ultraschallwellen bei jeder Art von Ultraschalluntersuchung, Doppler-EKG oder Belastungs-EKG. Die Anwendung wird aufgrund der aktiven Inhaltsstoffe nicht durch Körpersalze beeinträchtigt.</p> <p>Empfohlen für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal.</p>										
Produkteigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Hypoallergen• Reizt die Haut nicht• Wasserlöslich• Keine toxische Wirkung• Kein Formaldehyd und Salz• Geruchlos										
Lagerbedingungen:	<p>Bitte unter 35 °C an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p>										
Inhaltsstoffe:	<p>Deionisiertes Wasser, Carbomer, TriEthanolamin, Monopropylenglykol, Benzylalkohol, Methylchlorisothiazolinon</p>										
Produktvarianten:	<table><thead><tr><th>Inhalt:</th><th>Artikel-Nr:</th></tr></thead><tbody><tr><td>250 ml</td><td>KC109589</td></tr><tr><td>500 ml</td><td>KC109590</td></tr><tr><td>1 l</td><td>KC109591</td></tr><tr><td>5 l</td><td>KC109592</td></tr></tbody></table>	Inhalt:	Artikel-Nr:	250 ml	KC109589	500 ml	KC109590	1 l	KC109591	5 l	KC109592
Inhalt:	Artikel-Nr:										
250 ml	KC109589										
500 ml	KC109590										
1 l	KC109591										
5 l	KC109592										